



# Harvest SuperPeg™

Ceramic Firing Paste  
Pâte de Cuisson du Céramique  
Keramische Brenn Paste  
Pasta de cocción de cerámica

Harvest Dental Products, LLC  
155 Arovista Circle, Suite B  
Brea, CA 92821 USA  
Tel: 1+714-674-7400  
Fax: 1+714-674-7402  
Email: [hello@harvestdental.com](mailto:hello@harvestdental.com)  
Web: [www.harvestdental.com](http://www.harvestdental.com)

## INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

### INTENDED USE

Harvest SuperPeg is a ceramic firing paste and is used for holding restorations on firing pegs when applying glaze. The paste can easily be removed after firing using compressed air.

### WORKING INSTRUCTIONS

#### Direct Application

Fill the restoration with SuperPeg sparingly. Just a small amount of material is needed.

Always use the smallest size peg.

Place the peg in the paste and pick up using tweezers, if required.

Should some of the SuperPeg come in contact with the surface to be glazed, it is important that this is removed before applying the glaze, otherwise it will lead to poor results.

After fixing the restoration to the firing peg, position the peg centrally on the top of the insulation block in the furnace. Ensure that the peg does not protrude out from the insulation block, otherwise it might collide with the furnace chamber.

### GUARANTEE

Application recommendations are only a recommendation.

We reserve the right to alter the products in terms of design or composition.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION, FRANÇAIS

### UTILISATION PRÉVUE

Harvest SuperPeg est une pâte de cuisson en céramique et est utilisé pour le maintien des restaurations sur les chevilles de tir lors de l'application de glaçure.

La pâte peut être facilement retirée après cuisson à l'air comprimé.

### INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

#### Application directe

Remplissez la restauration avec SuperPeg avec modération. Vous n'avez besoin que d'une petite quantité. Utilisez toujours la cheville la plus petite. Placez la cheville dans la pâte et reprenez-la avec une pince à épiler, si nécessaire. Si le SuperPeg entre en contact avec la surface à glacer, il serait important de l'enlever avant d'appliquer le glaçage, sinon il mènera à des résultats médiocres. Après avoir fixé la restauration sur la cheville de tir, positionner la cheville centralement sur le dessus du bloc isolant dans le four. Assurez-vous que la cheville ne dépasse pas du bloc isolant, sinon elle pourrait entrer en collision avec la chambre du four.

### GARANTIE

Les recommandations d'application ne sont qu'une recommandation.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits en termes de conception ou de composition.

## GEBRAUCHSANWEISUNG- DEUTSCH

### ANWENDUNGSZWECK

Harvest SuperPeg™ - ist eine keramische brenn Paste und wird verwendet, um Rekonstruktionen auf der Brennhalterung zu fixieren.

Nach dem Brennen kann die Paste einfach mit Druckluft entfernt werden.

### Arbeitsanweisung

#### Direkte Auftragung

Füllen Sie die Rekonstruktion sparsam mit SuperPeg. Es wird nur ein kleines bisschen Material benötigt. Verwenden Sie immer die kleinste Halterung. Platzieren Sie die Klammer in die Paste und nehmen Sie es, falls nötig mithilfe einer Pinzette, auf.

Es ist wichtig, dass SuperPeg von der zu glasierenden Oberfläche entfernt wird bevor die Glasur aufgetragen wird, andernfalls kann dies zu mangelwertigen Ergebnissen führen.

Nachdem die Rekonstruktion auf der Halterung fixiert ist, platzieren Sie diese in der Mitte oben auf den Insulationsblock im Ofen. Stellen Sie sicher, dass die Halterung nicht über den Insulationsblock herausragt, andernfalls könnte es mit Ofenkammer kollidieren.

### Gewährleistung

Verwendungsanweisungen sind lediglich ein Vorschlag.

Wir behalten uns das Recht vor, das Design oder die Zusammensetzung des Produktes zu ändern.

## INSTRUCCIONES DE EMPLEO- ESPAÑOL

### USO PREVISTO

Harvest SuperPeg es una cera calcinable usada para mantener las restauraciones en las clavijas de disparo al aplicar esmalte.

El esmalte se remueve fácilmente después del disparo usando aire comprimido.

### INSTRUCCION DE TRABAJO

#### Aplicación directa

Rellene la restauración con SuperPeg sin excederse. Tan solo se requiere una cantidad pequeña de material.

Siempre use la clavija más pequeña.

Coloque la clavija en el esmalte y recoja usando pinzas, si se requiere.

Si parte de SuperPeg fuera a tener contacto con la superficie donde se aplicará el esmalte, es importante que esto se remueva antes de aplica el esmalte, de lo contrario los resultados serán de baja calidad.

Después de fijar la restauración a la clavija de disparo, coloque la clavija en El Centro encima de la insolación en el horno. Asegúrese que la clavija no se asoma de la insolación, ya que podría chocar con la cámara del horno.

### GARANTÍA

Las recomendaciones de aplicación son tan solo una recomendación.

Reservamos el derecho de cambiar los productos en diseño y composición.