



Harvest Surfactant™

Wetting agent for Pressable Ceramics and Gypsum Models
Agent mouillant pour céramique pressurisée et modèles de gypse
Befeuchtungsmittel für Formbare Keramik und Gips Modelle
Agente humectante para cerámica prensada y modelos de yeso

Harvest Dental Products, LLC
155 Arovista Circle, Suite B
Brea, CA 92821 USA
Tel: 1+714-674-7400
Fax: 1+714-674-7402
Email: hello@harvestdental.com
Web: www.harvestdental.com

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH
INTENDED USE Harvest Surfactant used in dental and other professional industries to reduce formation of bubbles in gypsum models and investment molds
WORKING INSTRUCTIONS Direct Application - Spray, brush or dip the wax pattern or impression with Harvest Surfactant. - Cover all surfaces of the wax pattern prior to investing or the impression with a smooth, even coat. - Shake or blow away excess solution.
GUARANTEE Application recommendations are only a recommendation. We reserve the right to alter the products in terms of design or composition.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, FRANÇAIS
UTILISATION PRÉVUE Harvest Tensioactif utilisé dans les industries dentaires et autres industries professionnelles pour réduire la formation de bulles dans les modèles de gypse et les moules d'investissement
INSTRUCTIONS DE TRAVAIL Application Directe - Pulvériser, brosser ou tremper le motif de cire ou impression avec Harvest Surfactant. - Couvrir toutes les surfaces de la cire avant d'investir ou l'impression avec une couche lisse et uniforme. - Secouer ou souffler l'excès de solution.
UNE GARANTIE Les recommandations d'application ne sont qu'une recommandation. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en termes de conception ou de composition.

GEBRAUCHSANWEISUNG- DEUTSCH
ANWENDUNGSZWECK Harvest Surfactant wird zur Reduzierung von Blasen in Gips Modellen und Einbettungsmulden im Zahnärztlichen und anderen Fachbereichen verwendet.
Arbeitsanweisung Direkte Applikation - Sprühen, bürsten oder tauchen Sie das Wachsmuster oder Abdruck mit Harvest Surfactant - Decken Sie alle Oberflächen des Wachsmusters vor dem Einbetten ab oder überziehen Sie den Abdruck mit einer gleichmäßigen Schicht - Schütteln Sie überschüssige Lösung ab oder blasen diese weg.
GEWÄHRLEISTUNG Anwendungs- Empfehlungen sind lediglich ein Vorschlag. Wir behalten uns Änderungen in Konstruktion und Zusammensetzung vor.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO- ESPAÑOL
USO PREVISTO Harvest Surfactant es utilizado en odontología y otras industrias profesionales para reducir la formación de burbujas en los modelos de moldes de yeso y de fundición.
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Aplicación directa - Rocíe, cepille o sumerja el patrón de cera o la impresión con Harvest Surfactant. - Cubra todas las superficies del patrón de cera antes de fundir o imprimir con una capa lisa e uniforme. - Agite o sople el exceso de solución.
GARANTÍA Las recomendaciones de aplicación son solo recomendaciones. Nos reservamos el derecho de modificar los productos en términos de diseño o composición.